



 german
 engineering

FC 76 Mikrodermabrasion



3 hochwertige Aufsätze mit Saphirbeschichtung für sanftes und effektives Peeling



2 Intensitätsstufen



Die aus dem Kosmetikstudio bekannte Technologie verleiht ein gesünderes Aussehen und sorgt für spürbar geschmeidigere Haut*

Für das professionelle Peeling der Gesichtshaut zu Hause

Mit 2-fach Wirkung für ein ebenmäßigeres und jünger wirkendes Hautbild:

- Revitalisierendes Peeling entfernt sanft überschüssige Hautpartikel
- Aktivierende Unterdruckmassage fördert die Durchblutung und stimuliert die Zellerneuerung

3 hochwertige Aufsätze mit Saphirbeschichtung für ein sanftes und effektives Peeling:

- Großer Aufsatz
- Rauer Aufsatz
- Präzisionsaufsatz

2 Intensitätsstufen

Kontrolleuchte

Inkl. 20 Ersatzfilter

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240V ~ 50-60Hz

Ausgang: 5V === 1A

Produktmaße (LxBxH): 190 x 40 Ø mm

Produktgewicht: ca. 128 g (ohne Aufsätze)
ca. 228 g (mit Aufsätzen und Netzteil)

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 60658 9

Art.-Nr.: 606.58






FC 76


beurer
beauty

WIRKUNGSWEISE

 **german
engineering**



1
Revitalisierendes Peeling
entfernt sanft
überschüssige Hautpartikel



2
Die aktivierende Unterdruckmassage
fördert die Durchblutung und
stimuliert die Zellerneuerung

AUFSÄTZE



Präzisionsaufsatz mit feiner Saphirbeschichtung:
Für kleine Flächen zur präzisen Behandlung (z.B. Nasenbereich).



Großer Aufsatz mit feiner Saphirbeschichtung:
Für große und sensible Flächen.



Rauer Aufsatz mit grober Saphirbeschichtung:
Für Problemhaut zur intensiven Behandlung.