

IPL 6500 Dauerhafte Haarentfernung

Kompaktgerät zur dauerhaften Haarentfernung - langanhaltende Ergebnisse für mehrere Monate

Kompaktes Design - auch ideal zur Behandlung kleiner Körperflächen

Inkl. Kartusche mit 100.000 Lichtimpulsen

Nur ca. 26 min für eine Ganzkörperbehandlung¹⁾

Lichtfläche mit 3,1 cm² für besonders schnelle Behandlung

Kostenlose beurer MyIPL App leitet durch die Anwendung und erstellt einen individuellen Behandlungsplan - für eine Profianwendung Zuhause

Klinisch getestete Technologie für höchste Sicherheit zu Hause

Höchste Sicherheit mit 2in1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen

Modernste IPL-Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird. Deaktiviert die Haarwurzel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare.

Mit "Blitz-Gleit"-Funktion für eine schnelle und komfortable Anwendung

Integrierter UV Filter zum Schutz der Haut

5 Jahre Garantie


Nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben

Kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein

Produktmaße (LxBxH): 72 x 132 x 44 mm

Produktgewicht:

Gerät: ca. 224 g / Adapter: ca. 140 g



VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 57512 0

Art.-Nr.: 575.12

* Dermatologische Studie, 20 Frauen, Institut proDERM Hamburg, Studiennr. 14.0309-11
1) auf niedrigster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone

IPL 6500 Long-lasting hair removal

Compact device for long-lasting hair removal - long-lasting results over several months

Compact design - also ideal for treating small body surfaces

Includes cartridge with 100,000 light pulses

Around just 26 min. to treat the entire body¹⁾

3.1 cm² light surface for especially fast treatment

Free beurer MyIPL app guides through the treatment and creates an individual treatment plan - for a professional IPL treatment at home

Clinically tested technology for maximum safety at home

Maximum safety with 2-in-1 skin-type and skin-contact sensor

Up to 50% hair reduction after 3-4 treatments

State-of-the-art IPL light technology used by dermatologists for professional hair removal. Deactivates the hair roots deep beneath the skin and in doing so decreases the chance of the hair growing back.

With "flash-glide" function for quick and convenient use

Integrated UV filter to protect the skin

5-year warranty


Cannot be used on dark skin

May be ineffective on white or light-coloured hair

Product measurements (LxWxH): 72 x 132 x 44 mm

Product weight:

Device: approx. 224 g / Mains part: approx. 140 g



Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 57512 0

Item no.: 575.12

* Dermatological study, 20 women, Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0309-11
1) at minimum power level for arms, legs, face, armpits and the bikini line


ipl dauerhafte haarentfernung ipl long-lasting hair removal

hairremoval

IPL6500

powered by SENSICA


Wirkungsweise | Mode of action



1
Melanin der Haare absorbiert das Licht
Melanin in the hair absorbs the light (IPL)



2
Die erzeugte Wärme deaktiviert den Haarfollikel
The warmth generated deactivates the hair follicle



3
Das Haar fällt aus und wächst nicht mehr nach
The hair falls out and does not continue to grow

Haar- und Hautfarbentabelle | Hair and skin colour chart

		Skin color					
Hair color		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

Anwendung | Application



Körper | Body



Gesicht | Face

