

beauty

beurer

**CLINICALLY TESTED TECHNOLOGY**

**PLUS X AWARD**  
 2016 ausgezeichnet für:  
 High Quality  
 Design  
 Bedienkomfort  
 Funktionalität  
 2016 achieved for:  
 High Quality  
 Design  
 Ease of Use  
 Functionality

works with  
  
 MyIPL  
 Download on the App Store  
 GET IT ON Google play

1 Impuls pro sek.  
 3,1 cm<sup>2</sup>  
 150.000 LICHTIMPULSE  
 LIGHT PULSES  
 3,1 cm<sup>2</sup>  
 1 impulse per sec.

**SIZE compact**  
**long-lasting hair removal**  
**safe skin sensor**

**DERMATOLOGISCH BESTÄTIGT\***  
  
 HAUTVERTRÄGLICHKEIT  
 skin tolerance  
 dermatologically tested\*


**>95%** vertragen die Anwendung sehr gut  
 found their skin tolerated the application very well

**>90%** empfinden die Behandlung als schmerzfrei  
 find the treatment to be pain-free

**85%** vertragen IPL besser als herkömmliche Methoden  
 (Rasieren, Epilieren oder Wachsen)  
 find that their skin tolerates IPL better than  
 standard methods (shaving, epilating or waxing)

## IPL 7500 SatinSkin Pro Dauerhafte Haarentfernung

- Kompaktgerät zur dauerhaften Haarentfernung - langanhaltende Ergebnisse für mehrere Monate
- Kompaktes Design - auch ideal zur Behandlung kleiner Körperflächen
- Inkl. Kartusche mit 150.000 Lichtimpulsen
- Schnellstes Gerät in Kompaktgröße - Nur ca. 20 min für eine Ganzkörperbehandlung<sup>1)</sup>
- Lichtfläche mit 3,1 cm<sup>2</sup> für besonders schnelle Behandlung
- Kostenlose beurer MyIPL App leitet durch die Anwendung und erstellt einen individuellen Behandlungsplan - für eine Profianwendung zuhause
- Klinisch getestete Technologie für höchste Sicherheit zu Hause
- Höchste Sicherheit mit 2in1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor
- Bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen
- Modernste IPL-Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird. Deaktiviert die Haarwurzel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare.
- Mit "Blitz-Gleit"-Funktion für eine schnelle und komfortable Anwendung
- Integrierter UV Filter zum Schutz der Haut
- 5 Jahre Garantie
- Nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben
- Produktmaße (LxBxH): 72 x 132 x 44 mm
- Produktgewicht:  
Gerät: ca. 224 g / Adapter: ca. 176 g
- Kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein




VE: 2 / Transportkarton: -  
 EAN-Nr.: 4211125 57616 5  
 Art.-Nr.: 576.16

\* Dermatologische Studie, 20 Frauen, Institut proDERM Hamburg, Studiennr. 14.0309-11  
 1) auf niedrigster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone

## IPL 7500 SatinSkin Pro Long-lasting hair removal

- Compact device for long-lasting hair removal - long-lasting results over several months
- Compact design - also ideal for treating small body surfaces
- Includes cartridge with 150,000 light pulses
- Fastest compact device - Around just 20 min. to treat the entire body<sup>1)</sup>
- 3.1 cm<sup>2</sup> light surface for especially fast treatment
- Free beurer MyIPL app guides through the treatment and creates an individual treatment plan - for a professional IPL treatment at home
- Clinically tested technology for maximum safety at home
- Maximum safety with 2-in-1 skin-type and skin-contact sensor
- Up to 50% hair reduction after 3-4 treatments
- State-of-the-art IPL light technology used by dermatologists for professional hair removal. Deactivates the hair roots deep beneath the skin and in doing so decreases the chance of the hair growing back.
- With "flash-glide" function for quick and convenient use
- Integrated UV filter to protect the skin
- 5-year warranty
- Cannot be used on dark skin
- Product measurements (LxWxH): 72 x 132 x 44 mm
- Product weight:  
Device: approx. 224 g / Mains part: approx. 176 g
- May be ineffective on white or light-coloured hair



VE: 2 / Transportkarton: -  
 EAN-Nr.: 4211125 57616 5  
 Art.-Nr.: 576.16

\* Dermatological study, 20 women, Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0309-11  
 1) at minimum power level for arms, legs, face, armpits and the bikini line


# ipl dauerhafte haarentfernung ipl long-lasting hair removal

hairremoval


IPL7500

powered by SENSICA


## Wirkungsweise | Mode of action



Melanin der Haare absorbiert das Licht  
Melanin in the hair absorbs the light (IPL)



Die erzeugte Wärme deaktiviert den Haarfollikel  
The warmth generated deactivates the hair follicle



Das Haar fällt aus und wächst nicht mehr nach  
The hair falls out and does not continue to grow

## Haar- und Hautfarbentabelle | Hair and skin colour chart

Skin Type / Hair	I	II	III	IV	V	VI
Black	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 1-2	Energy 1-2	✗
Dark brown	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 1-2	Energy 1-2	✗
Brown	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 1-2	Energy 1-2	✗
Dark blonde	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 1-2	Energy 1-2	✗
Light blonde	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 1-2	Energy 1-2	✗
Red head	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 2-3	Energy 1-2	Energy 1-2	✗
Gray/white	✗	✗	✗	✗	✗	✗



## Anwendung | Application



## Körper | Body



## Gesicht | Face

