



HK 123 XXL  
Cosy Grey  
Green Planet

**beurer**  
wellbeing

## HK 123 XXL Cosy Grey Green Planet XXL-Heizkissen



Oberseite/Unterseite aus 100 % recyceltem Material



Schalter-Gehäuse mit ca. 50 %  
recyceltem Material



Verpackung aus 100 %  
Recycling-Karton



6 beleuchtete Temperaturstufen

Eco-Temperaturstufen (Stufe 1 und 2)

Flauschig weiches Heizkissen

Extra großes XXL-Format: ca. 60 x 30 cm

Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch

Elektronische Temperaturregelung

Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten

Schnellheizung

BSS (Beurer Sicherheitssystem)

Abnehmbarer Schalter

Maschinenwäsche bei 30 °C Extra Schonwaschgang

OEKO-TEX®

Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des OEKO-TEX® Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.

Netzbetrieb:

220-240 V; 50-60 Hz; 100 W

Produktmaße (LxB): 60 x 30 cm


Produktgewicht: ca. 320 g

3 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 20017 6

Art.-Nr.: 200.17



200.17\_HK123XXLCosy-Grey-GP\_2023-07-07\_02\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten