



HK 53  
cosy

beurer  
wellbeing

## HK 53 Cosy Rücken-/Nacken-Heizkissen



cosy  
fleece


Flauschig weiches Heizkissen



machine  
washable

Maschinenwaschbar

bis 30 °C



3  
temperature  
settings

3 beleuchtete

Temperaturstufen



Körpergerechte Form für Rücken und Nacken

Individuell einstellbar durch Rucksack- und Klettverschluss

Atmungsaktiv, anschiessam und hautsympathisch

3 beleuchtete Temperaturstufen

Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten

Schnellheizung

BSS (Beurer Sicherheitssystem)

Elektronische Temperaturregelung

Abnehmbarer Schalter

Maschinenwaschbar bis 30 °C

OEKO-TEX®

Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des OEKO-TEX® Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.

Netzbetrieb: 220-240 V; 50-60 Hz; 100 W

Produktmaße (LxB): ca. 62 x 42 cm

Produktgewicht: ca. 460 g

3 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 21513 2

Art.-Nr.: 215.13

