



GL 48 mg/dL

beurer
medical

GL 48 mg/dL Misuratore di glicemia

 german
engineering



Con cavo USB e software per PC
scaricabile gratuitamente



Espulsione
striscia reattiva

Tasto di espulsione per lo smaltimento
igienico delle strisce reattive



Scala range
di applicazione

Semplice interpretazione dei risultati attraverso
la scala range personalizzabile dei valori glicemici
alti - normali - bassi



Diario elettronico mediante software per PC

Display con guida utente autoesplicativa

Semplice da usare: strisce reattive ampie e maneggevoli con freccia per indicare
il senso di inserzione. Sede di inserimento della striscia illuminata

Semplice da usare: facile marcatura delle misurazioni per ottimizzare la gestione
del diabete: prima dei pasti, dopo i pasti, generale

Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue
sufficiente

Starter kit: misuratore di glicemia GL 48, 10 strisce reattive, penna pungidito, 10
lancette pungidito, cavo USB, astuccio, istruzioni per l'uso, guida rapida, cartolina
di garanzia e assistenza clienti

Avviso possibile presenza chetoni

Software scaricabili gratuitamente dal sito:
www.beurer-medical.it/assistenza/download-center.php

Quantità di sangue richiesta: 0,5 microlitri

Durata della misurazione: ca. 5 secondi

Senza codifica

900 valori memorizzabili con data, ora e marcatura. Impossibile cancellare i
risultati

Calcolo della media di 7, 14, 30 o 90 giorni per
- tutti i valori misurati - i valori marcati

Campione di sangue: sangue intero fresco (capillare) o sangue intero venoso

Calibrato su plasma

Range di misurazione: 20 - 630 mg/dL

È completamente conforme alla norma EN ISO 15197:2015 - impossibile
cambiare l'unità di misura

Spegnimento automatico



GL 48 mg/dL

beurer
medical

Dimensioni del prodotto (L/H/P): 95 x 53 x 15 mm

Peso del prodotto: 52 g

Batterie a bottone (CR2032)

Conservazione/trasporto:	Temperatura:	Umidità relativa dell'aria:
Apparecchio:	da +2°C a +30°C	< 90 %
Strisce reattive:	da +2°C a +30°C	< 90 %
Funzionamento:	da +10°C a +40°C	< 90 %

Dispositivo medico, garanzia di 5 anni


UV: 5 / Cartone di trasporto: 4 x 5

Cod. EAN: 4 211125 463663

Cod. art.: 463.66

Codice CND: W0201060102

Numero RDM: 2144056



CONNESSIONE

