



## IH 18 Inhalator


**german  
engineering**


Verneblung mit Kompressor-Druckluft-  
Technologie

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege

Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-  
Drucklufttechnologie

Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc.

Hohe Vernebelungsleistung (ca. 0,4 ml/min)  
- kurze Inhalationszeit

Zubehör:

Vernebler, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluft-  
Schlauch und Filter

Mit praktischer Aufbewahrungstasche für die Zubehörteile

Desinfektionsfähig

Arbeitsdruck: ca. 0,8 - 1,45 bar

230 V~ / 50 Hz / 230 VA

Produktmaße: 16 x 15,5 x 8,4 cm

Produktgewicht: ca. 1,3 kg (inkl. Zubehör)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN: 10985310

HMV: 14.24.01.0147

VE: 2 / Transportkarton: 4 x 2

EAN-Nr.: 4211125 60116 4

Art.-Nr.: 601.16

