



IH 24 Kids Inhalator



compressed
air technology

Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie



focused
on babies
and kids

Effektive Inhalation ab dem 6. Lebensmonat



super soft
silicone masks

Inklusive anschmiegsamer Silikonmasken für die empfindliche Kinderhaut

Professioneller Atemwegstherapeut auf vier Pfoten

Gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege

Bewährt in der Therapie von akuten und chronischen Erkrankungen wie Erkältung, Asthma und Bronchitis

Kompressor-Druckluft-Technologie erzeugt feinste Partikel, welche die Wirkstoffe sekundenschnell bis tief in die Lunge transportieren

Partikelgröße (MMAD): 3.07 µm

Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,35 ml/min.)
- kurze Inhalationszeit

Vernebler-Set:

Mundstück, Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Vernebler, 10 Filter, Schlauch und Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Arbeitsdruck: ca. 0,5 bis 1,45 bar

Netzbetrieb: 230V; 50 Hz; 230 VA

Produktmaße (BxHxT): 150 x 210 x 150 mm

Produktgewicht: ca. 1,5 kg

5 Jahre Garantie

PZN: 17822769

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 603090

Art.-Nr.: 603.09

