



<b>ETM TESTMAGAZIN - URTEIL</b>	
beurer TL 30 Tageslichtlampe	
<b>SEHR GUT</b>	<b>93,94 %</b>
Tageslichtlampe im Onlinetest <a href="http://www.etm-testmagazin.de">www.etm-testmagazin.de</a>	04/2016

TL 30

**beurer**  
wellbeing

## TL 30 Tageslichtlampe

 **german engineering**



Simulation von Tageslicht:  
Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm\*)



Energiesparende LED-Technologie



Medizinprodukt

Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinung:  
Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

Kompakte Größe

Ideal für den Schreibtisch und unterwegs

Praktischer Reisebegleiter

Besonders gleichmäßige Ausleuchtung

Lichtstärke: ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm\*)

Flimmerfrei

UV-frei

Energiesparende LED-Technologie

Komfortable Ein-Knopf-Bedienung

Variabel einsetzbarer Standfuß

- horizontal und vertikal anwendbar
- stufenlos verstellbar

Inklusive Netzadapter, Kabellänge ca. 148 cm

Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Farbtemperatur: 6000 - 6.500 K

Beleuchtungsfläche: ca. 20 x 12 cm

Produktmaße: ca. 23,6 x 15,6 x 2,6 cm

Produktgewicht: ca. 330 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125608057

Art.-Nr.: 608.05



* Lux	Abstand / Distance / Distance Distancia / Distanza
5.000	ca./approx./env./aprox./ca. 15 cm
2.500	ca./approx./env./aprox./ca. 20 cm

608.05\_TL30\_2018-06-06\_01\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten