



TL 90

beurer
wellbeing

TL 90 Tageslichtlampe

 **german
engineering**



Simulation von Tageslicht:
Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 15 cm*)



Behandlungszeit-Anzeige in 15-Min-Schritten



Medizinprodukt

Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinungen:
Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

Besonders gleichmäßige Ausleuchtung
Lichtstärke: ca. 10.000 Lux (Abstand 15 cm*)

Flackerfreie Zündung

Flimmerfrei & UV-frei

Behandlungszeit-Anzeige in 15-Min-Schritten (8 LEDs)

Energiesparendes Leuchtmittel

Komfortable Ein-Knopf-Bedienung

Stabiler Standfuß

Stufenlose Neigungsverstellung

Medizinprodukt

2 x 36 Watt Röhren

Wirkungsgrad des Vorschaltgerätes: ~ 98%

Wirkungsgrad der Lampe: 67 lm/W

Farbtemperatur der Leuchtröhren: 6.500 K

Beleuchtungsfläche: ca. 33,7 x 51,4 cm

Produktmaße: ca. 33,7 x 24,1 x 58,1 cm

Kabellänge: ca. 200 cm

Produktgewicht: ca. 3 kg

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125608309

Art.-Nr.: 608.30



Lux	Abstand / Distance / Distance Distanzia / Distanza
10.000	ca./approx./env./aprox./ ca. 15 cm
5.000	ca./approx./env./aprox./ ca. 30 cm
2.500	ca./approx./env./aprox./ ca. 50 cm

608.30_TL90_2020-12-21_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten