



EM 28 Handgelenk/Unterarm TENS

PAIN
 free


**german
engineering**


TENS
technology

Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)
zur medikamentfreien Schmerzlinderung



water
contact
electrodes

Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig,
(Wasserkontakt-Elektroden)



4 training
programs

4 vorprogrammierte Anwendungen

Zur Anwendung bei Schmerzen im Handgelenk/Unterarm

2 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial

Handgelenksmanschette (einstellbar mit Schnallverschluss)

Anschmiegsame ergonomische Form

Geeignet für Handgelenksumfänge ab 14 cm

Bedienelement mit LCD und praktischem Gürtelclip

Countdown-Timer

Sicherheitsabschaltung

Batteriewechselanzeige

Medizinprodukt

Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern,
Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen

Ausgangsspannung: max. 50V p-p bei 500 Ohm Ladung

Ausgangsstrom: max. 100 mA p-p bei 500 Ohm Ladung

Ausgangsfrequenz: 2-110 Hz

Pulsbreite: 60-220 µs pro Phase

Impulsform: symmetrische, biphasische Rechteckform

Inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA

Produktmaße (LxBxH): 8,6 x 8,3 x 3,6 cm

Produktgewicht: ca. 90 g (inkl. Batterien)

Manschette: ca. 80 g

5 Jahre Garantie

PZN: 14382933

VE: 3 / Transportkarton: 6 x 3

EAN-Nr.: 4211125 64708 7

Art.-Nr.: 647.08

