



FM 200
Achillomed®

beurer

FM 200 Achillomed® Achillessehnenmassagegerät

german
engineering



Zur Linderung von Achillessehnenproblemen



Wohltuende und durchblutungs-
fördernde Massage der Achillessehne



6 rotierende Massageköpfe

2 Massagegeschwindigkeiten auswählbar

Höhen- und weitenverstellbar

2 Massagerichtungen auswählbar

Abnehmbare Massageköpfe für eine leichte
Reinigung

Beleuchtete LED-Betriebsanzeige

Netzbetrieb:

Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,45 A

Ausgang: 15,0 V === 1,0 A; 15,0 W

Produktmaße (LxBxH): 26,5 x 33,5 x 13,4 cm

Produktgewicht: ca. 2,5 kg

3 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 64933 3

Art.-Nr.: 649.33

649.33_FM200_Achillomed_2020-10-23_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

PhysioLine

