



BC 40

beurer
medical

BC 40 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

 german
engineering



inflation
technology

Schnelle und komfortable Messung
bereits während dem Aufpumpen



risk
indicator

Risiko-Indikator: Einstufung der
Messergebnisse mit farbiger Skala



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21,5 cm

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt vor eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Ein Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Batteriewechselanzeige

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 76 x 70 x 23 mm

Produktgewicht: ca. 105 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 10985184

HMV: 21.28.01.3051

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65061 2

Art.-Nr.: 650.61