



BM 53

beurer
medical

BM 53 Oberarm Blutdruckmessgerät

german
engineering



Erweiterte Arrhythmieerkennung:
Erkennt Vorhofflimmern zur
Schlaganfallprävention



Von Ärzten empfohlene Dreifachmessung
für noch genauere Messwerte



Zuverlässige Messung
auch während der
Schwangerschaft



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Patentierter Ruheindikator* für genaue Messergebnisse

Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte

Perfekt ablesbares XL-Display mit Backlight

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und
Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Medizinprodukt

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Batteriewechselanzeige

Mit Premium-Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm

Inkl. 4 x 1,5V AA Batterien und Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt nach neuer Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)

Produktmaße (LxBxH): 140 mm x 94 mm x 46 mm

Produktgewicht: ca. 437 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 18080695

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65459 7

Art.-Nr.: 654.59

* Patent EP 1 673 009

654.59_BM53_2023-10-09_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten