



BM 44

beurer
medical

BM 44 – Blutdruckmessgerät



Einfache Bedienung über einen einzigen Knopf



Blau beleuchtetes,
perfekt ablesbares XL-Display



- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Beleuchteter START/STOPP-Knopf
- Arrhythmie-Erkennung: Warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen
- Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22-30 cm
- Netzteilfähig (separat erhältlich)
- Abschaltautomatik
- Meldung bei Anwendungsfehlern
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Batteriewechselanzeige
- Inkl. 4 x 1,5V AA Batterien und praktischer Aufbewahrungstasche
- Medizinprodukt
- Produktmaße (LxBxH): 94 x 122 x 53 mm
- Produktgewicht: ca. 442 g (ohne Batterien, mit Manschette)
- XL-Manschette (30 - 42 cm) separat erhältlich: Art.-Nr. 162.795
- Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr. 071.95
- 5 Jahre Garantie
- PZN: 05883257
- HMV-Nr.: 21.28.01.2084
- VE: 4 / Transportkarton: 3 x 4
- EAN-Nr.: 4 211125 65501 3
- Art.-Nr.: 655.01