



BC 85

beurer  
medical

## BC 85 Bluetooth® Handgelenk-Blutdruckmessgerät

german  
engineering



Zur richtigen Positionierung des Blutdruckmessgerätes auf Herzhöhe



Schnelle und komfortable Messung bereits während dem Aufpumpen



Großes, perfekt ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 13,5 - 23,0 cm

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät via Bluetooth® low energy technology USB-Schnittstelle

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Extra flaches Design – der ideale Begleiter, auch für unterwegs

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien, USB-Kabel und praktischer

Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 97 x 68 x 22 mm

Produktgewicht: ca. 108 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 12583969

HMV-Nr.: 21.28.01.3060

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65706 2

Art.-Nr.: 657.06



**Positioning indicator**

- Zur korrekten Positionierung des Blutdruckmessgerätes auf Herzhöhe



**Risk indicator**

- Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala



**USB port**

- USB-Schnittstelle zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager"



VERBINDUNG

sync via Bluetooth®

sync via USB

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.

works with

Download on the

App Store

GET IT ON

Google Play

Synchronisierung mit

- iOS ≥ 10.0
- Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® ≥ 4.0

Liste der unterstützten Geräte

657.06\_BC85\_2019-01-25\_01\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

\* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud  
Nur mit der „beurer HealthManager“ App in vollem Umfang verwendbar.