



BC 57

beurer
medical

BC 57 Bluetooth® Handgelenk-Blutdruckmessgerät

german
engineering



inflation
technology



Schnelle und komfortable Messung bereits
während dem Aufpumpen

risk
indicator



Risiko-Indikator: Einstufung der
Messergebnisse mit farbiger Skala



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 78 x 60 x 23 mm

Produktgewicht: ca. 96 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 11480233

HMV-Nr.: 21.28.01.3056

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65709 3

Art.-Nr.: 657.09



VERBINDUNG



optional









sync via
Bluetooth®



APP



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.



works with



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Synchronisierung mit

- iOS ≥ 10.0
- Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte

657.09_BC57_2019-02-01_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud
Nur mit der „beurer HealthManager“ App in vollem Umfang verwendbar.