



BM 55

beurer
medical

BM 55 Blutdruckmessgerät

 german
engineering



Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm



Zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager"



Ruheindikator* für genaue Messergebnisse



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Einfache Bedienung über Sensor-Touch Knöpfe

Weiß beleuchtetes, gut ablesbares XL-Display

Netzteiltfähig

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. USB-Kabel, 4 x 1,5V AAA Batterien und Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr. 071.60

Produktmaße (LxBxH): 186 x 95 x 56 mm

Produktgewicht: ca. 467 g (mit Manschette, ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 14383068

HMV-Nr.: 21.28.01.2109

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65807 6

Art.-Nr.: 658.07

658.07_BM55_2018-05-09_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten



Sensor touch

- Einfache Bedienung über Sensor-Touch Knöpfe



Netzteilfähig

- Zum optionalen Betrieb des Gerätes mit separat erhältlichem Netzteil



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager" mit beiliegendem USB-Kabel - Messwerte immer im Blick haben.



* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud
Nur mit der „beurer HealthManager“ PC-Software in vollem Umfang verwendbar.