



BM 28

beurer
medical

BM 28 Oberarm-Blutdruckmessgerät

german
engineering



Mit Manschette für Oberarmumfänge
von 22-42 cm



Manschettensitzkontrolle*:
für die korrekte Positionierung
der Manschette am Oberarm

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung
am Oberarm

Übersichtlich, gut ablesbares Display

Messerinnerung: 2 Alarmzeiten einstellbar

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse
mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Vier Benutzerspeicher für je 30 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller Messwerte

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. 4x1,5 V Batterien AA und Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Netzteil separat erhältlich:
Art.-Nr.: 071.95

Netzbetrieb:
Eingang: 100-240 V~; 50/60 Hz; max. 0,5 A
Ausgang: 6V --- 600mA

Produktmaße (LxBxH): 134 x 103 x 60 mm

Produktgewicht: ca. 367 g (mit Manschette, ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

HMV: 21.28.01.2128

PZN: 11548830

VE: 4 / Transportkarton: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65819 9

Art.-Nr.: 658.19



*Manschettensitzkontrolle

