



BM 77

beurer
medical

BM 77 Bluetooth® - Oberarm-Blutdruckmessgerät

 german
engineering

Universalmanschette: auch für größere Oberarmumfänge von 24-40 cm geeignet



Ruheindikator* für genaue Messergebnisse



Klinische Validierung** für zuverlässige Messwerte auch während der Schwangerschaft



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und

Blutdruckmessgerät via Bluetooth® low energy technology

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Weiß beleuchtetes, perfekt ablesbares XL-Display

USB-Schnittstelle

Beleuchteter START/STOPP-Knopf

Einfache Bedienung über beleuchtete SensorTouch-Knöpfe

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Netzteilfähig (separat erhältlich)

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien, USB-Kabel, Manschettenhalter und praktischer Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 175 x 117 x 50 mm

Produktgewicht: ca. 478 g (ohne Batterien, mit Manschette)

Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr. 071.95

5 Jahre Garantie

PZN: 12583952

HMV-Nr.: 21.28.01.2136

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65832 8

Art.-Nr.: 658.32

* Patent EP 1 673 009; ** Klinische Studie: Tempesta, Institut für medizinische Forschung, Cloppenburg, Deutschland



Risiko-Indikator

• Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala





SensorTouch

• Einfache Bedienung über beleuchtete SensorTouch-Knöpfe



USB-Schnittstelle


• Zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und PC-Software "beurer HealthManager"



optional



VERBINDUNG



sync via Bluetooth®



sync via USB



APP



SOFTWARE

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.



Synchronisierung mit
• iOS ≥ 10.0
• Android™ ≥ 5.0
• Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte

658 32_BM77_2019-03-14_02_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud
Nur mit der „beurer HealthManager“ App in vollem Umfang verwendbar.