



BC 44


beurer
medical

BC 44 Handgelenk-Blutdruckmessgerät



easy
to use

Einfache Bedienung über einen
einzigsten Knopf



xl display
+ light

Blau beleuchtetes,
gut ablesbares XL-Display



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Beleuchteter START/STOPP-Knopf

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 87,8 x 65,8 x 28,6 mm

Produktgewicht: ca. 98 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 05883346

HMV: 21.28.01.3039

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65905 9

Art.-Nr.: 659.05