



BC 58

beurer
medical

BC 58 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

german
engineering

beurer
CONNECT



sensor
touch

Einfache Bedienung über
Sensor-Touch Knöpfe



xl
display

Übersichtliches, gut ablesbares
XL-Schwarzdisplay



usb
port

Zur innovativen Vernetzung zwischen
Blutdruckmessgerät und gratis
Webanwendung inkl. USB-Uploader
„beurer HealthManager Pro“ / gratis
PC-Software „beurer HealthManager“



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm

Risiko-Indikator: mit integrierter Skala zur Einstufung der Mess-
ergebnisse im Display

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittwertberechnung aller gespeicherten Messwerte
und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. USB-Kabel, 2 x 1,5 AAA Batterien und praktischer
Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 90 x 68 x 30 mm

Produktgewicht: ca. 158 g (ohne Batterien, mit Manschette)

5 Jahre Garantie

PZN: 06932414

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65916 5

Art.-Nr.: 659.16



Sensor touch

- Einfache Bedienung über Sensor-Touch-Knöpfe




USB port

- USB-Schnittstelle zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“ / gratis PC-Software „beurer HealthManager“



VERBINDUNG



SOFTWARE

Zur innovativen Vernetzung zwischen Blutdruckmessgerät und gratis Webanwendung inkl. USB-Uploader „beurer HealthManager Pro“ / gratis PC-Software „beurer HealthManager“



* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager"-Cloud