



EM 38 Rücken-Gürtel mit TENS-Gerät

PAIN
 free


**german
engineering**
**TENS
technology**


Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)

4x

 4 verschleissfreie Kontaktelektroden
 aus leitendem Carbonmaterial


Einfache Anwendung

Mit Klettverschluss

 Universell für Bauchumfänge von 75 bis
 max. 140 cm verwendbar, inkl. Verlängerung

Anschmiegsame ergonomische Form

 Verschleissfreie Kontaktelektroden aus leitendem
 Carbonmaterial

Wasserkontakt-Elektroden (kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig)

LCD-Anzeige mit anschaulicher Symbolik

4 Trainingsprogramme (25-30 Minuten)

Intensität von 0 bis 20 einstellbar

Countdown-Timer mit Restlaufzeit

Sicherheitsabschaltung / Pause-Funktion / Abschalt-automatik / Tastensperre

Abnehmbares Bedienelement

Gurt handwaschbar

Batteriewechselanzeige

 Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern,
 Schwangeren, Personen mit Herzrhythmusstörungen

Ausgangsspannung: max. 50V p-p bei 500 Ohm Ladung

Ausgangsstrom: max. 100 mA p-p bei 500 Ohm Ladung

Ausgangsfrequenz: 2-110 Hz

Pulsbreite: 60-220 µs pro Phase

Impulsform: symmetrische, biphasische Rechteckform

Inklusive Batterien

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN: 05883010

VE: 3 / Transportkarton: 6 x 3

EAN-Nr.: 4211125 66400 8

Art.-Nr.: 664.00

