



SL 40 Schnarchgurt

 german
 engineering


anti-snoring

Zur Verhinderung von positionsabhängigem Schnarchen in Rückenlage

EMS
technology

Sofortige Behebung der Rückenlage durch Elektrostimulation am Rücken

adjustable
intensity

Intensität einstellbar



Zur Verhinderung von Schnarchen in Rückenlage durch Rückenlageerkennung mittels Lagesensor

Sofortige Behebung der Rückenlage durch Elektrostimulation am Rücken

Zur Veränderung der Schlafposition

Für schwache bis starke Schnarcher

Einfache Bedienung

Fixierung um Brust und Rücken

Anschmiegsame Form

Unauffällig unter der Kleidung zu tragen

Brustumfang ca. 80 - 105 cm

Intensität einstellbar

Variation der Impulse um Gewöhnung auszuschließen

Längenverstellbar

Akku-Betrieb

- Ladezeit ca. 1 Stunde

- Laufzeit ca. 2-5 Nächte

Abnehmbares Bedienteil am Gurtverschluss

Gurt handwaschbar

2 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial

Kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig (Wasserkontakt-Elektroden)

Sicherheitsabschaltung

Inkl. Erweiterungsgurt (Brustumfang ca. 140 cm)

Inkl. Micro-USB-Ladekabel

Produktmaße: ca. 117 x 6,5 x 1,5 cm

Produktgewicht: ca. 175 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125677497

Art.-Nr.: 677.49

Bedienteil



Erweiterungsgurt

