


# beurer app quick start guide

BF850



- D** Batterien einlegen (4xAAA, 1,5V)
- GB** Insert batteries (4 x AAA, 1.5 V)
- F** Insérez les piles (4 x AAA, 1,5V)
- E** Colocar las pilas (4 pilas AAA de 1,5V)
- I** Inserimento delle batterie (4 AAA da 1,5V)



- „beurer HealthManager“ aus dem Apple App Store oder Google Play installieren
- Install “beurer HealthManager” from the Apple App Store or Google Play
- Installer l'application « beurer HealthManager » disponible sur l'Apple App Store ou sur Google Play
- Instalar “beurer HealthManager” del Apple App Store o de Google Play
- Installare “beurer HealthManager” dall'Apple App Store o da Google Play



- D** App starten und den Anweisungen folgen
- GB** Start the app and follow the instructions
- F** Démarrez l'application et suivre les instructions
- E** Iniciar la aplicación y seguir las instrucciones
- I** Avviare la app e seguire le istruzioni



- Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen
- Assign the user when requested to do so by the app
- Affectez les utilisateurs à la demande de l'application
- Cuando la aplicación lo solicite, realizar la asignación de usuario
- Quando richiesto, eseguire l'assegnazione degli utenti



- D** Die Waage kann auch ohne App betrieben werden, siehe Kapitel 7 in der Gebrauchsanweisung
- GB** The scale can also be operated without the app, see chapter 7 in the instructions for use
- F** Le pèse-personne peut également être utilisé sans l'application, cf. chapitre 7 du mode d'emploi
- E** La báscula puede utilizarse también sin la aplicación, ver el capítulo 7 de las instrucciones de uso
- I** La bilancia può anche essere utilizzata senza app, vedere il capitolo 7 nelle istruzioni per l'uso



# beurer app quick start guide

## BF850

### 1

- TR** Pilleri takın (4 x AAA, 1,5V)
- RUS** Установка батареек (4 шт. x тип AAA, 1,5В)
- PL** Włóż baterie (4 x AAA, 1,5V)
- NL** Batterijen plaatsen (4 x AAA, 1,5V)
- P** Colocar as pilhas (4 x tipo AAA, de 1,5V)
- GR** Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 x AAA, 1,5V)
- DK** Isætning af batterier (4 x AAA, 1,5V)
- S** Sätta i batterier (4 st. AAA, 1,5V)
- N** Sett inn batteriene (4 x AAA, 1,5V)
- FI** Aseta paristot (4 x AAA, 1,5V)
- CZ** Vložte baterie (4 x 1,5V typu AAA)
- SLD** Vstavite baterije (4 x AAA, 1,5V)
- H** Helyezze be az elemeket (4 x AAA, 1,5V)
- RO** Introducerea bateriilor (4 x AAA, 1,5V)

### 2

- Apple App Store veya Google Play sitesinden "beurer HealthManager" uygulamasını yükleyin
- Установите приложение «beurer HealthManager» из Apple App Store или Google Play.
- Zainstalować aplikację „beurer HealthManager” ze sklepu Apple App Store lub Google Play
- Download en installeer "beurer HealthManager" vanuit de Apple App Store of de Google Play Store
- Instale a app "beurer HealthManager" da Apple App Store ou da Google Play
- Εγκαταστήστε το «beurer HealthManager» από το Apple App Store ή το Google Play
- Installation af "beurer HealthManager" fra Apple App Store eller Google Play
- Installera "beurer HealthManager" från Apple App Store eller Google Play
- Installere "beurer HealthManager" fra Apple App Store eller Google Play
- Lataa "beurer HealthManager" -sovellus Apple App Store tai Google Play
- Instalujte aplikaci „beurer HealthManager“ z Apple App Store nebo Google Play
- Nameštite aplikacijo »beurer HealthManager«, ki jo lahko prenesete iz trgovine Apple App Store ali Google Play
- Telepítse a „beurer HealthManager” alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play
- Instalați „beurer HealthManager” din Apple App Store sau Google Play

### 3

- TR** Uygulamayı başlatın ve talimatlara uyun
- RUS** Запустите приложение и следуйте указаниям
- PL** Włącz aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami
- NL** App openen en de aanwijzingen opvolgen
- P** Executar a aplicação e seguir as instruções
- GR** Εκκινήστε το App και ακολουθήστε τις οδηγίες
- DK** Start app'en, og følg instruktionerne
- S** Starta appen och följ anvisningarna
- N** Start appen og følg anvisningene
- FI** Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita
- CZ** Spusťte aplikaci a postupujte podle příslušných pokynů
- SLD** Zaženite aplikacijo in upoštevajte navodila
- H** Indítsa el az alkalmazást és kövesse az utasításokat
- RO** Inițializați App și urmați instrucțiunile

### 4

- Uygulamayı açtıktan sonra kullanıcı ataması gerçekleştirin
- Когда в приложении появится соответствующий запрос, проведите процедуру согласно правилам пользования
- Po wyświetleniu monitu przez aplikację przyporządkuj użytkownika
- Zodra de app hierom vraagt de gebruikers toewijzen
- Quando a aplicação o solicitar, efetuar a atribuição do utilizador
- Μόλις ζητηθεί από το App καθορίστε χρήστη
- Gennemfør brugertilknytning, når app'en beder om det
- Genomför en användartilldelning när du uppmanas till det i appen
- Foreta brukertilordning når du blir bedt om dette i appen
- Määritä käyttäjä sovelluksen näin kehottaessa
- Po výzvě aplikace přiřaďte uživatele
- Na zahtevo aplikacije izvedite opredelitev uporabnika
- Amikor az alkalmazás kéri, végezze el a felhasználó hozzáadását.
- În urma solicitării transmise de App, efectuați repartizarea utilizatorului

### i

- TR** Terazı uygulama olmadan da kullanılabilir; bkz. Kullanım Kılavuzu, Bölüm 7
- RUS** Весы можно использовать без приложения, см. главу 7 в инструкции по применению
- PL** Waga może zostać również uruchomiona bez aplikacji, patrz rozdział 7 w instrukcji obsługi
- NL** De weegschaal kan ook zonder app worden gebruikt, zie hoofdstuk 7 in de gebruiksaanwijzing
- P** A balança também pode ser usada sem a app, consulte o capítulo 7 das instruções de uso
- GR** Η ζυγαριά μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς App, βλέπε κεφάλαιο 7. στις οδηγίες χρήσης
- DK** Vægten kan også bruges uden appen. Se kapitel 7 i brugervejledningen
- S** Vågen kan även användas utan app, se avsnitt 7 i bruksanvisningen
- N** Vekten kan også brukes uten appen, se kapittel 7 i bruksanvisningen
- FI** Vaakaa voi käyttää myös ilman sovellusta. Katso käyttöohjeen kohta 7
- CZ** Váhu můžete používat i bez aplikace, viz kapitola 7. v návodu k použití
- SLD** Tehtnica lahko deluje tudi brez aplikacije, v navodilih za uporabo glejte 7. poglavje
- H** A mérleg alkalmazás nélkül is használható, lásd a használati útmutató 7. fejezetét
- RO** Cântarul poate fi utilizat și fără aplicație, consultați capitolul 7 din instrucțiunile de utilizare



Beurer GmbH  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm, Germany

www.beurer.com  
www.beurer-gesundheitsratgeber.com  
www.beurer-healthguide.com



Liste der unterstützten Smartphones/Tablets  
List of supported smartphones/tablets

- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

CE  
712.034-0817