



## OT 80 Persönliches Fruchtbarkeitsset



für  
unregelmäßige  
Zyklen

Erhöht die Chancen natürlich schwanger zu werden ab dem 1. Monat - auch bei unregelmäßigen Zyklen\*\*




32 x  
Teststreifen

15 x FSH (follikelstimulierendes Hormon)  
15x LH (luteinisierendes Hormon)  
2x hCG (Schwangerschaftstests)



2  
Fruchtbarkeits-  
hormone

Unabhängige Messung und Darstellung der beiden wichtigsten Fruchtbarkeits hormone



**99%** Genauigkeit\*

Vorhersage von  
bis zu **8** fruchtbaren  
Tagen

KINDER-  
WUNSCH



Erstellt ein personalisiertes Hormonprofil

Individuelle Fruchtbarkeitsvorhersage auch bei unregelmäßigen Zyklen\*\*

Errechnete Prognose für zukünftige Zyklen

Schnelle und zuverlässige Auswertung der Teststreifen über die Pearl Fertility App

Perfekt für Ihr Badezimmer: besonders übersichtlich und einfach zu entnehmen

Erhöht ab dem ersten Monat die Chancen natürlich schwanger zu werden

Inkl. 15 FSH und 15 LH Teststreifen

Inkl. 2 Schwangerschaftstests

Inkl. wiederverwendbarer Streifenhalterung

Medizinprodukt

36 Monate haltbar

PZN: 16393958

VE: 12 / Transportkarton: 4 x 12

EAN-Nr.: 4 211125 79102 5

Art.-Nr.: 791.02



\*Bei der Feststellung von LH und FSH Hormonen mit den Teststreifen

\*\*Das Set ist so konzipiert, dass es Zyklen von mehr als 21 und bis zu 35 Tagen abdeckt. Längere Zyklen können ein zusätzliches Set erfordern. Wenn Sie an Beschwerden leiden, insbesondere an solchen, die Ihren natürlichen Hormonhaushalt oder Zyklus beeinträchtigen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Set verwenden.



## Misst die 2 wichtigsten Fruchtbarkeitshormone - LH & FSH

- Misst sowohl das luteinisierende Hormon (LH) als auch das follikelstimulierende Hormon (FSH)
- Erstellt daraus ein personalisiertes Hormonprofil
- Ermittelt das persönliche Fruchtbarkeitsfenster und den Eisprung



### Personalisiert

Ist für Frauen im fruchtbaren Alter, unabhängig von der Zykluslänge\*\*



### Frühzeitig

Vorhersage des Eisprungs erfolgt bis zu 6 Tage im Vorfeld



### Genau

Die Methode, die LH und FSH testet



### Einfach

Ansprechendes App-Design und einfache Anwendung



### Intelligent



Pearl lernt täglich dazu und passt die Vorhersagen entsprechend an



### Kontinuierlich

Ermöglicht die Kontrolle des fruchtbaren Zeitraums und des kompletten Zyklus\*\*

## Technischer Hintergrund



**1.** Kamera analysiert das Farbspektrum der Streifen und transformiert diese in numerische Informationen

**2.** Algorithmus in der App gleicht die Lichtverhältnisse aus um noch genauere Vorhersagen treffen zu können

**3.** Das Hormonprofil wird durch das Auslesen der Hormonkonzentration über den Zyklus hinweg erstellt



Synchronisierung mit  
 • iOS ≥ 11.0  
 • Android™ ≥ 6.0



Liste der unterstützten Geräte