




## BY 15 Manuelle Milchpumpe


 german  
 engineering


Vakuum Pumpe



Angenehm und sanft mittels  
zwei Abpumpstufen



Flasche mit Anti-Kolik-System



MIT ZUBEHÖR



Für gelegentliches Abpumpen oder auf Reisen

Leicht und einfach zu handhaben

Kompaktes Design für leichtes Handling

Mit einem Fläschchen, Handmilchpumpenaufsatz,  
passendem Schraubverschluss für Fläschchen, Flaschen-  
halter sowie einem natürlich geformten Silikonsauger für  
leichtes Füttern inkl. Deckel

Flasche mit Anti-Kolik-System: Reguliert den Druck in der  
Flasche und verhindert, dass Luft in den Magen Ihres  
Babys gelangt

Silikonkissen mit angenehmer Oberfläche für eine sanfte  
Anwendung

Adapter für Avent und NUK Fläschchen

Zubehörteile desinfektionsfähig

Medizinprodukt

3 Jahre Garantie

PZN: 16822282

VE: 4 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125953034

Art.-Nr.: 953.03