



## BM 49 – Sprechendes Blutdruckmessgerät

**speaking  
function**


Mit individuell regelbarer Sprachausgabe in mehreren Sprachen (deaktivierbar):

(a) DE, FR, IT, NL      (c) RO, PL, CS, HU  
 (b) EN, ES, PT, GR    (d) FA, AR, EN

**xl display  
+ light**


Blau beleuchtetes, perfekt ablesbares XL-Display

**adjustable  
volume**


Lautstärke regelbar



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm  
 Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala  
 Arrhythmie-Erkennung: Warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen  
 Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte  
 Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22-36 cm  
 Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte  
 und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage  
 Netzteilfähig (separat erhältlich)  
 Datum und Uhrzeit  
 Abschaltautomatik  
 Meldung bei Anwendungsfehlern  
 Automatische Druckvorwahl und Luftablass  
 Inkl. 4 x 1,5V AA Batterien und praktischer Aufbewahrungstasche  
 Medizinprodukt  
 Produktmaße (LxBxH): 139 x 96 x 59 mm  
 Produktgewicht: ca. 391 g (ohne Batterien, mit Manschette)  
 XL-Manschette (35-44 cm) separat erhältlich: Art.-Nr. 163.387  
 Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr. 071.95  
 5 Jahre Garantie

PZN: (a) 10985155      (c) 10985178  
 (b) 10985161      (d) 12564222

HMV-Nr.: 21.28.01.2123

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: (a) 4211125 65628 7      (c) 4211125 65631 7  
 (b) 4211125 65629 4      (d) 4211125 65632 4

Art.-Nr.: (a) 656.28      (c) 656.31  
 (b) 656.29      (d) 656.32