




\*



german|engineering

BF 105  
Body Completebeurer  
wellbeing

## BF 105 Body Complete Diagnosewaage



Ganzkörperanalyse: Präzise Ober- und Unterkörpermessung mit 8 Elektroden



Innovative Vernetzung zwischen PC, Smartphone und Waage. Mit kostenloser "beurer HealthManager" App und Software Übertragung per *Bluetooth*<sup>®</sup> low energy technology oder USB.



Detaillierte Körperanalyse mit grafischer Auswertung



Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und Knochenmasse

Separate Anzeige für Oberkörper- und Unterkörpermessung bei Körperfett und Muskelanteil möglich

Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in kcal

Abnehmbares XXL-Display (zur Wandmontage geeignet) mit blauer Displaybeleuchtung

Uhrzeit und Datum

Intuitive Benutzerführung in 5 Sprachen (D/GB/F/ES/I)

Zusätzlich mit USB-Kabel und "beurer HealthManager" Software zum Gratis-Download oder als App zum Download

Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Umstellung von kg/lb/st

Tragkraft: 180 kg

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil

- 100 g für Gewicht und Knochenmasse

5 Aktivitätsgrade

10 Benutzerspeicher à 30 Messwertspeicher + Gastmodus

Überlastungsanzeige

Button-On-Technologie

Abschaltautomatik

Inkl. 6 x 1,5V Batterien AA

Produktmaße (LxBxH):

Waage: 33 x 33 x 4 cm    Display: 21,2 x 7,7 x 3,8 cm

Produktgewicht:

Waage: ca. 2,06 kg    Display: ca. 260 g

5 Jahre Garantie

VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74812 8

Art.-Nr.: 748.12

\* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud

0617 Irrtum und Änderungen vorbehalten



\*



BF 105  
Body Complete

beurer  
wellbeing

german|engineering



## VERBINDUNG



APP



SOFTWARE

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®



Synchronisierung mit



- iOS ≥ 8.0
- Android™ ≥ 4.4
- Bluetooth® 4.0



Liste der unterstützten Geräte