



BF 180 Diagnosewaage

blue
illuminated
display



Blau hinterleuchtetes Display

large
display
34 mm



Mit extra großer Anzeige
Ziffernhöhe: 34 mm



Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil,
Knochenmasse und Kalorienbedarf (BMR)

Errechnung des BMI zur einfachen Einordnung des
Körpergewichts

Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Trittfläche aus Sicherheitsglas

Umstellung von kg/lb/st

Tragkraft: 180 kg

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil

- 100 g für Gewicht und Knochenmasse

5 Aktivitätsgrade

10 Speicherplätze

Überlastungsanzeige

Quick-Start-Technologie

Abschaltautomatik

Inkl. 2 x 3V Batterien CR2032

Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 1,9 cm

Produktgewicht: ca. 1,55 kg

5 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74909 5

Art.-Nr.: 749.09