

ITO BESCHICHTUNG
ITO COATING



ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Beurer BF 750 Glas-Diagnosewaage	
GUT	89,0 %
Diagnosewaage im Onlinetest www.etm-testmagazin.de	03/2014

germanengineering

BF 750 Glas-Diagnosewaage

- Elegant gerahmte Glas-Diagnosewaage
- Blaues LCD-Display mit weißen Ziffern
- Zweizeilige Anzeige
(Ziffernhöhe 22 mm für Gewichtsanzeige)
- ITO beschichtete Trittfläche aus Sicherheitsglas
- Moderne Sensortasten
- Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und Knochenmasse
- Einteilung:
 - 0,1% für Körperfett, -wasser, Muskelanteil
 - 100 g für Gewicht, Knochenmasse
- BMR + AMR
(Grundumsatz und Aktivitätsumsatz in Kcal)
- Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden
- 150 kg Tragkraft
- 10 Benutzerspeicher
- Abschaltautomatik
- Vibration-On Technik mit Erschütterungssensor
- Umstellung von kg/lb/st
- Überlastungsanzeige
- Produktmaße: 33 x 32 x 2,3 cm
- Produktgewicht: ca. 2100 g
- Inklusive 4 x 1,5V AAA Batterien

5 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125 74815 9
Art.-Nr.: 748.15

BF 750 Glass diagnostic scale

- Elegant framed glass diagnostic scale
- Blue LCD display with white digits
- Two-line display
(digit size 22 mm for weight result)
- ITO coated platform of safety glass
- Modern sensor buttons
- Display of body weight, body fat, body water, muscle ratio and bone mass
- Division:
 - 0,1% body fat, body water, muscle ratio
 - 100 g for body weight, bone mass
- BMR + AMR (basic metabolic rate and active metabolic rate in kcal)
- Athlete mode with 5 activity levels
- 150 kg capacity
- 10 user memory
- Automatic switch off
- Switch-on technology with vibration sensor
- Change over to kg/lb/st
- Overload indication
- Product measurements: 33 x 32 x 2.3 cm
- Product weight: approx. 2100 g
- 4 x 1.5V AAA batteries included

5 year guarantee

Sales unit: 3 / Shipping carton: -
EAN no.: 4211125 74815 9
Item no.: 748.15