



\*



BF 850

**beurer**  
wellbeing

■ ■ ■ german|engineering

## BF 850 Diagnosewaage



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage  
Mit kostenloser "beurer HealthManager" App und Software



Übertragung per *Bluetooth*® low energy technology  
- Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick



Besonders große, modern gerahmte Trittpläche



Automatische Datenübermittlung innerhalb der

*Bluetooth*®-Reichweite nach Öffnen der App

Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil,  
Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI

Großes 2-zeiliges LCD-Display mit blauer Beleuchtung der Ziffern

Ziffernhöhe: 22 mm (Gewicht)

Anzeige von Initialen des Benutzers

Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

Trittpläche aus Sicherheitsglas

Umstellung von kg/lb/st

Tragkraft: 180 kg

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil

- 100 g für Gewicht und Knochenmasse

5 Aktivitätsgrade

8 Speicherplätze mit automatischer Benutzererkennung

Überlastungsanzeige

Quick-Start-Technologie

Abschaltautomatik

Inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA

Produktmaße (LxBxH): 32,5 x 32,5 x 2,4 cm

Produktgewicht: ca. 2 kg

5 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.:

Schwarz: 4211125 74821 0

Weiß: 4211125 74824 1

Art.-Nr.:

Schwarz: 748.21

Weiß: 748.24

\* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud

0717 Irrtum und Änderungen vorbehalten



\*




BF 850

beurer  
wellbeing

german|engineering



## VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®



Synchronisierung mit

- iOS ≥ 8.0
- Android™ ≥ 4.4
- Bluetooth® 4.0



Liste der unterstützten Geräte