



beurer CONNECT

works with **beurer HealthManager**

-  vor dem Essen
before eating
-  nach dem Essen
after eating
-  generelle Markierung
general marking

Codefree

EINFACHE BEDIENUNG
easy to use

GL 43 mg/dL Blutzuckermessgerät

Easy to use: Extra großes Display, breite Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blood volume check: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Starter Set: Messgerät, Stechhilfe, 5 Lanzetten, 5 Teststreifen, Batterien, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch, USB-Kabel

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit (Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel)

Speicherwerte vorwärts und rückwärts scrollbar

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Werte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär)

Plasma kalibriert

Messbereich: 20-630 mg/dL

Mit USB-Kabel und HealthManager Software zum Gratis-Download unter www.beurer.com > SERVICE > Download

Abschaltautomatik

Medizinprodukt

☎ PZN: 11807125

1 x Lithiumbatterie CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Produktmaße (LxBxH): 88 x 51 x 15 mm

Produktgewicht: ca. 41 g (inklusive Batterien)

Aufbewahrung/Transport:	Temp.:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät:	-10°C bis +65°C	< 90 %
Teststreifen:	+2°C bis +30°C	< 90 %
Betrieb:	+10°C bis +40°C	< 90 %

3 Jahre Garantie

VE: 5 / Transportkarton: 4x5

EAN-Nr.: 4211125 46318 2

Art.-Nr.: 463.18



GL 43 mg/dL Blood Glucose Monitoring System

Easy to use: Extra large display, wide test strips, simple measurement marking for optimised diabetes management: before eating, after eating, general marking

Blood volume check: measurement only possible with sufficient sample of blood

Starter Pack: measuring unit, lancing device, 5 lancets, 5 test strips, batteries, pouch, instruction manual, short instruction, blood glucose diary, USB cable

Suitable for self-testing

Only 0.6 µl of blood necessary

Period of measurement: approx. 5 seconds

Codefree

480 stored results with date, time (data memory also with battery change)

Stored results can be scrolled forward and back

Average value calculation for 7, 14, 30 or 90 days for
- all measurements - marked values

Blood sample: fresh whole blood (capillary)

Plasma calibrated

Measurement range: 20-630 mg/dL

With USB cable and HealthManager software download for free under: www.beurer.com > SERVICE > download

Automatic switch off

Medical product

1 x Lithium battery CR 2032 for more than 1.000 measurements

Product measurements (LxWxH): 88 x 51 x 15 mm

Product weight: approx. 41 g (including batteries)

Storage/Transport:	Temp.:	Rel.humidity:
Unit:	-10°C to +65°C	< 90 %
Test stripes:	+2°C to +30°C	< 90 %
Operating:	+10°C to +40°C	< 90 %

3 year guarantee

Sales unit: 5 / Shipping carton: 4x5

EAN no.: 4211125 46318 2

Item no.: 463.18

