



HK 55 Easyfix Heizkissen

Körpergerechte Form für Bauch, Rücken und Gelenke

Zusammengerollt auch als Nacken-Heizkissen verwendbar

Besonders leichtes Fixieren durch raffinierte Befestigungstechnik

Mit elastischem Verlängerungsband - passend für jeden Bauchumfang

Aus atmungsaktivem Velours

Anpassungsfähig und hautsympathisch

3 beleuchtete Temperaturstufen

Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten

Schnellheizung

Elektronische Temperaturregelung

BSS (Beurer Sicherheits System)

Abnehmbarer Schalter

Maschinenwaschbar bei 30°C

Öko-Tex 100

Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.

Produktmaße: 59 x 30 cm

Produktgewicht: ca. 410 g

100 Watt

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton:

EAN-Nr.: 4211125 21413 5

Art.-Nr.: 214.13



HK 55 Easyfix heating pad

Ergonomic shape for abdomen, back and joints

Rolled up also usable as neck heating pad

Particularly easy fixing by refined attachment technology

With elastic extensions - suitable for any size

Made of breathable velours

Cosy and skinfriendly

3 illuminated temperature settings

Automatic switch off after approx. 90 minutes

Rapid heat up

Electronic temperature control

BSS (Beurer Safety System)

Detachable control unit

Machine washable at 30°C

Oeko-Tex 100

The textiles used for this device meet the stringent human ecological requirements of Oeko-Tex Standard 100, as verified by Hohenstein Research Institute.

Product measurements: 59 x 30 cm

Product weight: approx. 410 g

100 watt

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton:

EAN no.: 4211125 21413 5

Item no.: 214.13

