



germanengineering

## MP 60 Maniküre/Pediküre-Set

Maniküre- und Pediküre-Set für die professionelle Nagel- und Fußpflege

Rechts- und Linkslauf

Drehzahl: 2600 U/min - 6100 U/min +/- 12%

Stufenlos regelbar

**2 hochwertige Saphier-Aufsätze und 1 Filzkegel enthalten:**

**Saphirkegel:** Entfernen trockener Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse und Bearbeiten der Nägel

**Filzkegel:** Glätten und polieren des Nagelrands nach dem Feilen sowie zur Säuberung der Nageloberfläche

**Saphirscheibe fein:** Feilen und Bearbeiten der Nägel, feine Körnung der Saphirscheibe

Zubehör-Nachrüstset integrierbar: weitere Aufsätze als Profiset erhältlich

Aufsätze für Diabetiker geeignet

Rutschfeste Griff-Fläche

Netzbetrieb

Praktische Aufbewahrungstasche

3 Jahre Garantie

Versandeinheit: 3

EAN-Nr.: 42 11125 57000 2

Art.-Nr.: 570.00

## MP 60 Manicure/pedicure set

Manicure and pedicure set for professional nail and foot care

Clockwise and anticlockwise

Speed: 2600 r.p.m. - 6100 r.p.m. +/- 12%

Variably adjustable

**2 high-quality sapphire attachments and felt cone included:**

**Sapphire cone:** removable of dry skin or calluses from the soles of the feet and from the heels and for manicuring the nails

**Felt cone:** smoothing and polishing the edge of the nail after filing as well as for cleaning the nail surface

**Sapphire disk, fine:** filing and treatment of the nails, fine grained sapphire disk

Accessories integrable: with the upgrade Profiset you have six additional attachments available

Attachments are suitable for diabetics

Non slippery handle

Line operation

Practical storage box

3 years guarantee

Shipping unit: 3

EAN no: 42 11125 57000 2

Item number.: 570.00