

beurer
CONNECT




Bluetooth®

2-IN-1

5,3 kHz



IT WORKS
LIKE YOU WANT



Trainingsaufzeichnung
mit dem Smartphone

Training session recording
using a smartphone

Komfortable Trainingsüberwachung bei gleichzeitiger
Verwendung von analogen Signalempfänger wie
Fitnessgeräte oder analoge Pulsuhren (z.B. PM 26).

Convenient training monitoring while using
analogue signal receivers such as fitness
equipment or analogue heart rate monitors
(for example PM 26) at the same time.



germanengineering

sports

beurer

PM 235 Herzfrequenz- messung mit Smartphones

Der Brustgurt versorgt die gängigsten Fitness-Apps
mit Herzfrequenzdaten **ohne** zusätzliche Adapter

EKG-genaue Herzfrequenzmessung

2in1: Signalübertragung per *Bluetooth*® und
analoge Signalübertragung (5,3 KHz)

Übertragung:
per *Bluetooth*® Technologie

Liste der unterstützten Smartphones



Kompatibel ab iPhone 4s und *Bluetooth*® Android™
Geräte mit Android 4.4

Features wie individueller Trainingsbereich, Alarm,
durchschnittliche und maximale Herzfrequenz,
Kalorienverbrauch (kcal), etc. sind abhängig von der
verwendeten App

Navigation, Geschwindigkeit und Strecken-
dokumentation per Smartphone (sind abhängig von
der verwendeten App)

Spritzwassergeschützt (Spritzwasser/Schweiß)

Inkl. 1 x CR2032 Batterie

Sendemodul: 63 x 36 x 11 mm

Gurt: 25 mm breit

Produktgewicht: ca. 43 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 67626 1

Art.-Nr.: 676.26

PM 235 Heart Rate Measurements with Smartphones

The chest strap supplies the most common fitness
apps with heart rate data **without** an additional adapter

Accurate ECG heart rate measurement

2-in-1: Signal transmission via *Bluetooth*® and analogue
signal transmission (5.3 KHz)

Transfer:
via *Bluetooth*® technology

List of supported smartphones



Compatible starting from iPhone 4s and *Bluetooth*®
devices running Android™ 4.4

Features like individual training range, alarm, average
and maximum heart rate, calorie consumption (kcal),
etc. are dependent on the app used

Navigation, speed and route recording with your
smartphone (depend from used App)

Splashproof (splashes/perspiration)

Incl. 1 x CR2032 battery

Transmitter: 63 x 36 x 11 mm

Strap: 25 mm wide

Product weight: approx. 43 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 6 x 4

EAN no.: 4211125 67626 1

Item no.: 676.26