



**Lichtmangel ausgleichen: Wohlfühlen im Winter**  
Im Herbst und Winter kann es zu Lichtmangelerscheinungen kommen. Oft werden diese Störungen des Hormonhaushalts als Winterdepression bezeichnet. Symptome sind:

- Unausgeglichenheit
- gedrückte Stimmung
- Energie- und Antriebslosigkeit
- allgemeines Unwohlsein

Künstliches Licht kann dies nicht ausgleichen. Das spezielle, helle Licht der Tageslichtlampe kann als Lichtdusche – ohne Medikamente – auf den Hormonhaushalt einwirken und vorbeugend oder behandelnd eingesetzt werden.

**Balancing shortage of light: Well-Being in winter**  
During autumn and winter the effects of a lack of light may cumulate. These disruptions to the hormonal balance are often categorised as winter depression symptoms:

- imbalance
- low mood
- lack of energy and drive
- general malaise

Artificial light cannot compensate for this. The special, light from the brightlight lamp can influence the hormonal balance – without medication – and be used preventively or therapeutically.

**PLUS X AWARD®**  
2016 ausgezeichnet für:  
High Quality Design  
2016 achieved for:  
High Quality Design



## TL 50 Tageslichtlampe

Licht: Wohlbefinden für Körper und Seele

Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinung in den Wintermonaten: Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

Formschönes Design dank LED -Technologie

Simulation von Sonnenlicht:  
Lichtstärke ca. 10.000 Lux (13 cm)

Zertifiziertes Medizinprodukt

Flimmerfrei und UV-frei

Lichtdusche mit Tageslicht  
- kann Lichtmangelerscheinungen ausgleichen

Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung

Beleuchtungsfläche ca. 24,6 cm Ø; 475 cm<sup>2</sup>

Energiesparende LED Technologie

Flackerfreier Start dank LED-Technologie -  
sofort angenehmes Licht ohne Flimmereffekte

Spektrum: 400-800 nm

Farbwiedergabeindex: > 90

Farbtemperatur: 5300 K +/- 300 K

Material:

Leuchtschirm: PC  
Gehäuse und Standfuß: ABS

Komfortable Bedienung

Eingang: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A  
Ausgang: 24V ---= 1,5A

Produktmaße (LxBxH): 246 x 270 x 145 mm

Produktgewicht: ca. 648 g, Netzteil ca. 173 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 60815 6

Art.-Nr.: 608.15

## TL 50 Brightlight

Light: well-being for body and soul

For use in case of light deprivation symptoms in the winter months: e.g. low mood, lack of energy and drive

Attractive design thanks to LED technology

Simulation of sunlight:  
Light intensity of approx. 10,000 lux (13 cm)

Certified medical product

Flicker-free and UV-free

Light box with daylight  
- May compensate for the effects of a lack of light

Exceptionally bright and even illumination

Illumination surface approx. 24.6 cm Ø; 475 cm<sup>2</sup>

Energy-saving LED technology

Flicker-free start-up thanks to LED technology -  
immediately produces pleasant light without flickering

Spectrum: 400-800 nm

Color Rendering Index (CRI): > 90

Color temperature: 5300 K +/- 300 K

Material:

Lamp shade: PC  
Housing and stand: ABS

Convenient to use

Input: 100-240V~, 50-60Hz, 1.5A  
Output: 24V ---= 1.5A

Product measurements (LxWxH): 246 x 270 x 145 mm

Product weight: approx. 648 g, mains part approx. 173 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 60815 6

Item no.: 608.15