



therapy

beurer

SANFTE TAG-NACHT-REGULIERUNG

WELL REGULATED DAY AND NIGHT RHYTHM



Rotlicht als sanfte Einschlafhilfe

Red light for gently falling asleep

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Beurer TL 55 Day & Night	
SEHR GUT	94,85 %
Tageslichtlampe im Onlinetest www.etm-testmagazin.de	03/2017



Tageslicht für einen guten Start in den Tag

Brightlight for a good start in the day



TL 55 Day & Night Tageslichtlampe

Für einen geregelten Tages-Nacht-Rhythmus
Einschlafen mit sanftem, rotem Licht
Tageslicht für Wohlbefinden und einen guten Start in den Tag
Kompakte Größe: Ideal für den Nachttisch und unterwegs
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Simulation von Sonnenlicht: Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm)
Flimmer- und UV-frei
Abschaltautomatik nach 30 Min.
Variabel einsetzbarer Standfuß: horizontal und vertikal anwendbar
Energiesparende LED-Technologie
Manueller Dimmer mit 5 Helligkeitsstufen
Automatischer Dimmer für rotes Licht zum Einschlafen mit 3 Helligkeitsstufen
Medizinprodukt (Tageslichtlampe)
LED-Akkustandsanzeige
Akkubetrieb
Inkl. Netzadapter zum Laden des Akkus
Inkl. Aufbewahrungstasche
Beleuchtungsfläche: ca. 13 x 21 cm
Farbtemperatur Tageslicht: 6000 - 6500 K
Spektrum (Tageslicht): 400 - 800 nm
Spitzenwellenlänge (rotes Licht): 630 nm
Eingang: 100-240V~, 50-60Hz, 0,35A Max. Ausgang: 15V --- 1A
Produktmaße: ca. 26 x 17 x 2,4 cm
Produktgewicht: ca. 630 g, Netzadapter: ca. 100 g
3 Jahre Garantie
VE: 4 / Transportkarton: -
EAN-Nr.: 4211125 67758 9
Art-Nr.: 677.58

TL 55 Day & Night Brightlight

For a well-regulated day and night rhythm
Fall asleep with soft, red light
Brightlight for well being and a good start in the day
Compact size: Ideal for your night table or on the way
High-performance, rechargeable lithium ion battery
Exceptionally bright and even illumination
Simulation of sunlight: Light intensity of approx. 10.000 Lux (distance 10 cm)
Flicker-free and UV-free
Auto-off function after 30 min.
With mutable stand: horizontally or vertically applicable
Energy-saving LED technology
Manual dimmer with 5 brightness levels
Automatic dimmer for red light to fall asleep with 3 brightness levels
Medical product (brightlight)
LED battery indicator
Battery usage
Incl. mains adapter for battery charging
Incl. pouch
Illuminations surface: approx. 13 x 21 cm
Color temperature bright light: 6000 - 6500 K
Spectrum (Brightlight): 400 - 800 nm
Peak wave length (red light): 630 nm
Input: 100-240V~, 50-60Hz, 0.35A max. Output: 15V --- 1A
Product measurements: approx. 26 x 17 x 2.4 cm
Product weight: approx. 630 g, mains part: approx. 100 g
3 year guarantee
Sales unit: 4 / Shipping carton: -
EAN no.: 4211125 67758 9
Item no.: 677.58