



GL 50 mmol/L

beurer
medical

GL 50 mmol/L Blutzuckermessgerät

german engineering



Mit USB-Kabel und Health-Manager Software zum Gratis-Download



3 in 1:
Messgerät - Stechhilfe - Plug in USB



Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor



Easy to use: hinterleuchtetes Display, breite Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Modernes Design und praktisches Format

Weiß hinterleuchtetes, leicht ablesbares LCD-Display

Im Gerät integrierte Stechhilfe mit einstellbarer Stechtiefe

Farbige Zielbereichskala & Anzeige auf dem Display zur Unterstützung bei der Interpretation des Messergebnisses

GlucMemory Software in Deutsch und Englisch (bereits installiert):

Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor

Health-Manager Software zum Gratis-Download unter:

www.beurer.de > SERVICE > Download

Starter Set: 3 in 1 Messgerät, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Batterien, USB-Abdeckung, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit (Datenbeibehaltung bei Batteriewechsel) und Messwertmarkierungen

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für
- alle Messwerte - markierte Werte

Blutprobe: kapillares Vollblut, venöses Vollblut

Plasma kalibriert

Messbereich: 1,1 - 35,0 mmol/L

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich (verpflichtend seit Mai 2016)

Abschaltautomatik

Produktmaße (L/H/T): 123 x 28 x 16 mm

Produktgewicht: ca. 36 g (mit Batterien)



GL 50 mmol/L

beurer
medical

2 x Lithiumbatterien CR2032 für mehr als 1.000 Messungen

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit:
Gerät	-10°C bis +65°C	< 90 %
Teststreifen	+ 2°C bis +30°C	< 90 %
Betrieb	+ 10°C bis +40°C	< 90 %

Medizinprodukt, 5 Jahre Garantie

D PZN: schwarz: 07626725 - weiß: 02329804

HMV-Nr.: 21.34.02.1161

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

	EAN-Nr.:	Art.-Nr.:
Deep Black	4211125 463212	463.21
Pure White	4211125 463250	463.25



Pure white





Deep black



optional



VERBINDUNG



SOFTWARE

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutzuckermessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.



Synchronisierung mit
 • iOS ≥ 9.0
 • Android™ ≥ 5.0
 • Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte

GL50_mmol_L_2021-02-25_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.