


TL 45
Perfect Day

beurer
medical

TL 45 Perfect Day Tageslichtlampe

german engineering

simulation of daylight at 10.000 lux

Simulation von Tageslicht:
Lichtstärke ca. 10.000 Lux bei 20 cm Abstand*
(Therapie Einstellung)


colour temperature

3 Farbtemperaturen einstellbar für einen geregelten Tages-Nacht-Rhythmus mit Phasen der Konzentration, Therapie und Erholung

medical device

Medizinprodukt nach neuerMedizin-produkteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)





Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinung: Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

3 Farbtemperaturen einstellbar
- Therapy: 6.500 K, Mittag, Therapie bei 10.000 Lux
- Active: 4.300 K, Vormittag, Konzentriertes Arbeiten
- Relax: 3.000 K, Abend, Erholung

Zur Imitation eines sonnigen Tagesverlaufs

Ideal für den Arbeitsplatz und zuhause

Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung

Lichtstärke (Therapie Einstellung): ca. 10.000 Lux (Abstand 20 cm*)

Flimmerfrei

UV-frei

Energiesparende LED-Technologie


Komfortable Bedienung per Touch Buttons

Ausklappbarer Standfuß

Inklusive Netzadapter, Kabellänge ca. 150 cm

Medizinprodukt nach neuer Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)

Farbwiedergabeindex CRI: > 80
Der Farbwiedergabeindex (colour rendering index = CRI) beschreibt die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe und Wahrnehmung von Farben unter künstlichem Licht im Vergleich zu natürlichem Licht. CRI ist ein Qualitätsmerkmal für künstliche Lichtquellen (Sonnenlicht CRI = 100).



Beleuchtungsfläche: ca. 20 x 20 cm

Produktmaße: ca. 20 x 6 x 25 cm

Produktgewicht: ca. 475 g

3 Jahre Garantie

VE: 4 Transportkarton: -


EAN-Nr.: 6970229251863

Art.-Nr.: 608.13

*

Lux	Abstand
10.000	ca. 20 cm
5.000	ca. 30 cm
2.500	ca. 45 cm

** ohne schädliche UV-Strahlung




TL 45
Perfect Day

beurer
medical

german engineering

Farbtemperaturen



	Active	Therapy	Relax
Kelvin	4.300 K	6.500 K	3.000 K
Lux	7.000 Lux bei ca. 25 cm	10.000 Lux bei ca. 20 cm	3.000 Lux bei ca. 20 cm
Tageszeit	Vormittag	Mittag	Abend
Tätigkeit	Konzentriertes Arbeiten	Therapie bei 10.000 Lux	Erholung

Wissenswertes

Immer mehr Unternehmen gestalten den perfekten Arbeitsplatz mit optimalem Licht. Dabei werden wechselnde Farbtemperaturen und Lichtintensität eingesetzt (**„Human Centric Lighting“**).

Das Konzept Human Centric Lighting stellt den Menschen und dessen Empfinden von Licht in den Mittelpunkt. Im Büro – zum Beispiel - ändert das ideale Lichtsystem die Farbtemperatur im Laufe des Tages, um Mitarbeiter in hohen Konzentrations- oder Entspannungsphasen zu begleiten. Das steigert Motivation und Produktivität der Mitarbeiter und verringert Arbeitsunfälle und Fehlzeiten.



608.13_TL45 Perfect Day_2024-07-29_03_DS_DE_BEU_MDR Irrtum und Änderungen vorbehalten